

Editorial Comment

植込み型心臓モニタとウェアラブルデバイス

吉田 葉子

大阪市立総合医療センター 小児不整脈科

Implantable Cardiac Monitors and Wearable Devices in the Diagnosis of Syncope

Yoko Yoshida

Division of Pediatric Electrophysiology, Osaka City General Hospital, Osaka, Japan

失神は一般人口での生涯発生率が 30～40%あり、日常診療では比較的良好に遭遇する症状である。心原性失神は小児では頻度が低い、ほかの原因のものより生命予後が悪い、反復性の失神や一過性意識障害の原因を確定することは重要である¹⁾。心原性失神ひいては心臓突然死をきたす疾患は、成人では虚血性心疾患が多い。一方、若年者では先天的冠動脈異常および遺伝性不整脈（先天性 QT 延長症候群・Brugada 症候群・カテコラミン誘発多形性心室頻拍など）の頻度が高い。遺伝性不整脈とすでに診断がついている患者に一過性意識障害を見た場合、てんかんの合併や治療に用いた薬物の副作用（ β 遮断薬による低血圧や低血糖など）にも注意する。

皮下植込み型心臓モニタ（insertable cardiac monitor: ICM）は、原因不明の再発性失神患者において、長期間のリズムモニタリングを行うことを可能とした。技術が進歩し、機器の小型化・植込みの容易化・リズム診断の精度向上・電池の長寿命化・遠隔モニタリングが実現している。ICM で記録される心電図は、設定した条件での自動検出、または患者が記録したイベント時のものである。ICM の適応については、2015 年欧州心臓病学会（ESC）の『心室性不整脈患者と心臓突然死予防に関するガイドライン』では、「失神などの症状が散発的で不整脈との関連が疑われるものの、従来の診断法では症状と不整脈の関連が確立できないもの」に推奨されていた。2016 年 ESC の『心房細動の管理に関するガイドライン』では、「脳卒中患者における無症候性心房細動診断」にも推奨されるようになり、さらにエビデンスが蓄積して、2018 年 ESC の『失神の管理と治療に関するガイドライン』では、「突然死の低リスクだが（植込み型除細動器の一次予防適応にあてはまらない）原因不明の再発性失神を示す、心筋症や遺伝性不整脈」、「てんかんが疑われるが治療が効果的でないもの」、「反射性失神が疑われるが頻度が多いか重度のエピソードを示すもの」、「原因不明の転倒」、などにも推奨されるようになった²⁾。

日本で現在使用可能な ICM を Table 1, Fig. 1 に示す^{2,3)}。デバイスの大きさ・電池寿命・心電図波形・遠隔モニタリングの方法は各社で異なる。ICM の植込み抜出手技は比較的容易であり、局所麻酔による外来手術も可能だが、われわれの施設では数日の入院期間をとり、遠隔モニタリングの指導なども併せて行っている。

近年は、より非侵襲的なウェアラブルデバイスの開発が盛んである。米国不整脈学会は、2020 年の業界向け電子機器見本市である CES で、主宰する Consumer Technology Association との共同ポジションペーパーを発表した。ここではウェアラブルデバイスの使用によって疾病の早期診断や管理向上に多くの良い結果が得られており、このトレンドを原則的に支持することを明確にしている⁴⁾。本邦でも Apple Watch で取得したデータを使用した「家庭用心電プログラム」「家庭用心拍プログラム」を、2020 年 9 月に医薬品医療機器総合機構が異例のスピードで医療機器承認し、2021 年 1 月から心電図測定アプリが使用可能となったことは記憶に新しい⁵⁾。現時点で Apple Watch は、常時モニタリングではなく患者起動で取得された心電図を解析し、洞調律または心房細動に分類してユーザーに通知すること、取得した心電図情報をスマートフォンに転送して他者に送信することを可能としている⁶⁾。

doi: 10.9794/jspccs.37.318

注記：本稿は、次の論文の Editorial Comment である。

乃木田正俊, ほか：心原性失神とてんかんの鑑別に植込み型心電図モニタが有用であった 1 女児例。日小児循環器会誌 2021; 37: 312–317

Table 1 国内で試用可能な ICM

メーカー	Medtronic (米国)	Abbott (米国)	Biotronik (ドイツ)
商品名	Reveal LINQ	CONFIRM Rx	BioMonitor III
サイズ (mm) 長さ×幅×厚さ	45×7×4	49×9.4×3.1	88×15×6.5
電池寿命(年)	3	2	4
遠隔モニタリングの方法	ベッドサイドの送信機	ベッドサイドの送信機 個人のスマートフォン	ベッドサイドの送信機
記録する心電波形	V 波	V 波	A 波と V 波
撮像可能な MRI (T)	1.5, 3.0	1.5	1.5, 3.0
心電図ストレージ量(分)	60	60	60
薬事承認	平成 26 年 3 月	平成 30 年 3 月	令和 1 年 9 月




Fig. 1 上から BioMonitor III, Reveal LINQ, CONFIRM Rx

心疾患以外では、てんかん患者を主な対象として、心拍数・皮膚伝導反応・体温・身体加速度・異常筋収縮などの情報からてんかん発作を検知する、各種のウェアラブルデバイスが、欧米を中心に使用可能となってきた⁷⁾。今後デジタルヘルスの分野がさらに進歩し、多様なウェアラブルデバイスが使用可能となれば、不整脈患者やてんかん患者の診療の質が向上するだけでなく、失神患者においても低侵襲な早期診断が可能となるであろう。

引用文献

- 1) 乃木田正俊, 福永英生, 池野 充, ほか: 心原性失神とてんかんの鑑別に植込み型心電図モニタが有用であった1 女児例. 日小児循環器会誌 2021; 37: 312-317
- 2) Sakhi R, Theuns DAMJ, Szili-Torok T, et al: Insertable cardiac monitors: Current indications and devices. Expert Rev Med Devices 2019; 16: 45-55
- 3) Sohns C, Khalaph M, Bergau L, et al: Smart and simple: Current role of implantables and wearables in daily practice. Herzschrhythmerther Elektrophysiol 2020; 31: 265-272
- 4) Marrouche NF, Rhew D, Akoum N, et al: Guidance for Wearable Health Solutions. Congress Contribution: CES, Las Vegas 2020
- 5) 厚生労働省: 「家庭用心電計プログラム」及び「家庭用心拍数モニタプログラム」の適正使用について. <https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/academyinfo20210129.pdf>
- 6) 木村雄弘: 医師として知っておくべき Apple Watch と心房細動. 日本医事新報 2022; 5095: 28-35
- 7) 宮島美穂: てんかん臨床の窓から—ウェアラブルてんかんモニタリングシステム—. Epilepsy 2020; 14(1): 40-42